

## 全血总 RNA 快速提取试剂盒

### KR016 50次

#### 试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	50 次
裂解液 RLS	4°C	55 ml
去蛋白液 WA	室温	12 ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇
漂洗液 WBR	室温	12ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇
RNase-free H <sub>2</sub> O	室温	10ml
RNase-free 吸附柱 RA 和收集管	室温	50 套

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

#### 储存事项:

1. 环境温度低时溶液可能形成沉淀, 可在 37°C 水浴加热几分钟, 即可恢复澄清。
2. 储存于低温 (4°C 或者 -20°C) 会造成溶液沉淀, 影响使用效果。因此运输和储存均在室温下进行。
3. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH 值变化, 各溶液使用后应及时盖紧盖子。

#### 产品介绍:

试剂盒适合从 500 µl 新鲜的或者 -70°C 冻存半年以内的全血或者骨髓中分离纯化总 RNA (包括全血中的病毒 RNA)。本试剂盒采用强烈的裂解液溶解并沉淀去除血红蛋白和基因组 DNA。在含有 RNA 的上清液中补加乙醇后加入核酸纯化柱, RNA 结合在核酸纯化柱上, 残留的蛋白与 PCR 抑制物则被过滤除去, RNA 经 Buffer WA 和 Buffer WBR 洗涤后, 用 RNase-Free Water 洗脱, 即可用于各种分子生物学实验。

#### 产品特点:

1. 完全不使用有毒的苯酚, 氯仿, Beta 巯基乙醇等试剂, 也不需要乙醇沉淀等步骤。
2. 快速, 简捷, 单个样品操作一般可在 25 分钟内完成。
3. 提取 RNA 可以达到高水准的 2.1-2.2 的纯度标准。

## 注意事项

1. 所有的离心步骤均在室温完成, 使用转速可以达到13,000 rpm的台式离心机即可。
2. 裂解液RLS和去蛋白液WA中含有盐酸胍/异硫氰酸胍化合物, 操作时要戴乳胶手套, 避免沾染皮肤, 眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时, 要用大量清水或者生理盐水冲洗。
3. 尽量使用3个小时内的新鲜全血或者骨髓进行RNA提取, 如果不能及时处理新鲜全血进行RNA提取, 可将新鲜全血于-70°C冻存至多半年或者用裂解液RLS裂解后于-20°C冻存至多2周不影响RNA的提取效率。
4. 预防RNase污染, 应注意以下几方面:
  - 1) 经常更换新手套。因为皮肤经常带有细菌, 可能导致RNase污染。
  - 2) 使用无RNase的塑料制品和枪头避免交叉污染。
  - 3) 配制溶液应使用无 RNase 的水。(将水加入到干净的玻璃瓶中, 加入 DEPC 至终浓度 0.1%(v/v), 37°C 放置过夜, 高压灭菌。)
5. 关于DNA 的微量残留:

即使电泳检测不到基因组 DNA 的条带, 也不代表所获得的 RNA 中没有基因组 DNA。如果要彻底去除 DNA 的污染, 请用不含 RNA 酶的 DNase I 处理获得的 RNA。

## 操作步骤: (实验前请先阅读注意事项)

**提示:** 第一次使用前请先在漂洗液 WBR 瓶和去蛋白液 WA 瓶中加入指定量无水乙醇!

1. 取一个 2 毫升的离心管 (无 RNA 酶, 带盖, 自备) 依次加入 1 毫升裂解液 RLS 和 500 微升全血或者骨髓, 旋涡震荡 30 秒, 混合均匀。
2. 立刻 13,000 rpm 离心 10 分钟。

3. 在一个 1.5 毫升的离心管 (无 RNA 酶, 自备) 中加入 500 微升无水乙醇, 然后加入 700 微升离心上清, 用吸头吸注 2 次混匀。上清中所含的色素, 在后面洗涤步骤中可以除去, 不影响 RNA 纯化效果。
4. 立即将混合物分 2 次 (每次小于 720 微升) 加入一个吸附柱 RA 中 (吸附柱放入收集管中) 13,000 rpm 离心 (分 2 次离心) 30 秒, 弃掉废液。
5. 加入 500 微升去蛋白液 WA (**请先检查是否已加入无水乙醇!**), 室温放置 30 秒, 13, 000rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
6. 加入 700 $\mu$ l 漂洗液 WBR (**请先检查是否已加入无水乙醇!**), 13,000 rpm 离心 30 秒, 弃掉废液。
7. 将吸附柱 RA 放回空收集管中, 13,000 rpm 离心 2 分钟, 除去漂洗液中的乙醇。
8. 取出吸附柱 RA, 放入一个干净 1.5ml 离心管中, 根据预期 RNA 产量**在吸附膜的中间部位**加 50 $\mu$ l RNase free water, 室温放置 1 分钟, 1,3,000 rpm 离心 1 分钟得到 RNA 溶液。

**洗脱缓冲液体积不应少于 30  $\mu$ l, 体积过小影响回收效率。如果需要得到更大浓度的 RNA, 将离心得到的 RNA 溶液加回到吸附柱重复洗脱一遍。**