

土壤基因组DNA快速提取试剂盒

KD301 50次

试剂盒组成、储存、稳定性:

试剂盒组成	保存	50 次
蛋白酶K溶液	-20°C	1.2 ml
裂解液 DL	室温	55 ml
结合液 SB	室温	12 ml
洗脱液 TE	室温	25 ml
抑制物去除液 PQ	室温	28 ml
漂洗液 WB	室温	10 ml
吸附柱 AC 和收集管 (2ml)	室温	50 套

本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

储存事项:

1. 结合液 SB 和抑制物去除液 PQ 低温时可能出现沉淀, 可以在 37°C 水浴几分钟帮助重新溶解, 恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。
2. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH 值变化, 各溶液使用后应及时盖紧盖子。

产品介绍:

本产品适合从 500 mg 新鲜的或者冷冻贮藏的土壤中分离总 DNA。被溶解的土壤中的各种微生物的总 DNA 均可结合到核酸纯化柱上, 降解的蛋白与腐殖酸等 PCR 抑制物则被过滤除去, 基因组 DNA 经漂洗液 WB 洗涤后, 用洗脱液 TE 洗脱, 即可用于各种分子生物学实验。

产品特点:

1. 试剂盒采用国际新型的土壤 DNA 提取技术, 操作方便, 步骤简单。
2. 多次柱漂洗确保高纯度, OD_{260}/OD_{280} 典型的比值达 1.7 ~ 1.9, 可直接用于 PCR, Southern-blot 和各种酶切反应。

注意事项

- ⇒ 第一次使用前请在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇, 充分混匀。
- ⇒ 将水浴锅温度设置到 70°C, 并将裂解液 DL、结合液 SB 和洗脱液 TE 在 70°C 温育。
- ⇒ 如果使用冻干的土壤粉末, 样品操作前应补加 100 μ l 去离子纯水以便于土壤颗粒的悬浮。

操作步骤: (实验前请先阅读注意事项)

1. 取一个2毫升的样品管, 依次加入500mg土壤样本和1ml的裂解液DL, 盖上管盖, 放入样品匀质仪中, 最高速处理30秒; 如果没有样品匀质仪, 则在旋涡振荡器上剧烈旋涡振荡3分钟。
2. 样品管中加入20 μ l 蛋白酶K溶液, 盖上管盖, 70°C水浴15分钟, 水浴期间每隔5分钟剧烈旋涡振荡40秒。
3. 加入200微升结合液SB, 剧烈旋涡振荡40秒, 13,000 rpm离心10min。
4. 将上一步所得上清液(约1ml左右)加入一个自备的2毫升离心管中, 加入800微升异丙醇, 温和翻转6次, 13,000 rpm离心10min, 弃掉废液。
5. 3000 rpm离心5-10秒使残留的上清液聚集到离心管底部, 用移液器吸尽残留的上清液, 保留管底沉淀。
6. 在管底的沉淀中, 加入100 μ l 70°C温育的洗脱液TE, 旋涡振荡直至沉淀全部溶解。
7. 加入500 μ l抑制物去除液PQ, 温和地翻转6次混和均匀。吸取混合液加入到吸附柱AC中, 盖上管盖, 13000 rpm离心30秒, 弃掉废液。
8. 加入600 μ l 漂洗液WB, 盖上管盖, 13000 rpm离心30秒, 弃掉废液。
9. 将吸附柱AC放回空收集管中, 13,000 rpm离心2 min, 尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。
10. 取出吸附柱AC, 放入一个干净的离心管中, 在吸附膜的中间部位加100 μ l70°C温育的洗脱液TE, 室温放

置3 - 5 min, 13,000 rpm 离心1 min。将得到的溶液重新加入吸附柱中, 室温放置2 min, 13,000 rpm 离心1 min。洗脱体积越大, 洗脱效率越高, 如果预计和需要产量高, 可增大洗脱体积, 如果需要DNA 浓度较高, 可以适当减少洗脱体积, 但是最小体积不应少于30 μ l, 体积过小降低DNA洗脱效率, 减少DNA产量。

11. DNA可以短时存放在2-8 $^{\circ}$ C, 如果要长时间存放, 可以放置在-20 $^{\circ}$ C。